 Service d'Anatomie Pathologique Tél. : 02/477 25 56 Fax : 02/477 21 64	PROCEDURE	
	Modalités de prélèvement ganglionnaire et d'envoi pour une technique lymphome	
Fichier : PO-HISTO-020	Version : 01	
Date de mise en application : 22/08/2025		Page 1/3
Rédacteur : Dr. S. Lecomte	Vérificateur : A. Bouysantiman	Approbateur : Dr. V. Segers

1. Objet

Cette procédure a pour objet de décrire les modalités de prélèvement pour une technique lymphome.

2. Domaine d'application

Cette procédure s'adresse à tout médecin qui prélève un tissu à destination de technique lymphome.

3. Abréviations – Définitions

Néant

4. Contenu

4.1 Introduction

La WHO Classification Of Tumours Of Haematopoietic And Lymphoid Tissues insiste sur le fait que pour classer un lymphome, il est essentiel d'avoir en plus d'une analyse morphologique, les données immunophénotypiques, et toutes les analyses génétiques.

Il est donc nécessaire pour réaliser une technique lymphome complète de réaliser des prélèvements pour :


- Anatomie pathologique
- Typage lymphocytaire
- Cytogénétique
- Oncogénétique

L'importance relative de chacun de ces éléments varie en fonction des maladies qui ne sont pas connues a priori.

Le prélèvement en **Anatomie Pathologique** doit **idéalement** être ½ ganglion, ou au **minimum 1*1*1 cm, accompagné de 2 empreintes**. Le temps de **fixation** (Formaldéhyde 4% tamponné) est de 6h au minimum avant départ en machine.

Le prélèvement pour **Typage lymphocytaire** doit **idéalement** être de 1*1*1 cm, **accompagné de 2 empreintes**. Le milieu de **fixation** est le PBS. Le prélèvement doit être **envoyé** au LHUB Site Saint-Pierre dans les plus brefs délais (dernière navette 14h30).

Le prélèvement pour **Cytogénétique** doit **idéalement** être de 2*2*2 mm, **accompagné de 2 empreintes**. Le milieu de **fixation** est le RPMI. Le prélèvement doit être **envoyé** au LHUB Site Erasme dans les plus brefs délais (dernière navette 14h30).

 Service d'Anatomie Pathologique Tél. : 02/477 25 56 Fax : 02/477 21 64	PROCEDURE	
	Modalités de prélèvement ganglionnaire et d'envoi pour une technique lymphome	
Fichier : PO-HISTO-020	Version : 01	
Date de mise en application : 22/08/2025		Page 2/3
Rédacteur : Dr. S. Lecomte	Vérificateur : A. Bouysantiman	Approbateur : Dr. V. Segers

Le prélèvement pour **Oncogénétique** doit **idéalement** être de **2*2*2 mm**, **accompagné** de **2 empreintes**. Le milieu de **fixation** est le **RPMI**. Le prélèvement doit être **envoyé** au **LHUB Site Erasme** dans les plus **brefs délais** (dernière navette 14h30).

Par soucis de simplicité pour le médecin préleveur le service d'**Anatomie Pathologique** du CHU-Brugmann **se charge de la répartition** adéquate des différents prélèvements à destination des différents intervenants.

Ce qui ne peut se faire que si les prélèvements sont adéquats, à savoir un ganglion complet, ou au minimum 2*2*2 cm, et arrivent dans le service d'Anatomie Pathologique dans les plus brefs délais (par coursier si tôt le prélèvement effectué, comme les examens extemporanés) et le tout avant 14h.

NB :

Plus il y a de fragments différents plus il faut du matériel.

Toutes ces techniques ne sont pas réalisées le Week-end et donc les prélèvements ne doivent pas être faits les vendredis ou les veilles de jours fériés.

4.2 Procédure

Pour réaliser une technique lymphome :

- **Prévenir le service** d'anatomie pathologique avant le prélèvement pour être sûr que le prélèvement ne se perde pas et assurer une prise en charge immédiate afin qu'il soit adéquatement techniqué

Pour l'organisation d'une technique lymphome :

- **Pas le vendredi** ni les **week-end** ni les **veille de jour férié**
- **Arrivée avant 14h** dans le laboratoire d'anapath
- **Microbiologies** éventuelles sont **faites en SOP**


Concernant le prélèvement :

- 1 ganglion complet ou **2*2*2 cm**
- Plus il y a de fragments, plus il faut du matériel
- **Demande cachetée et signée** accompagnant le prélèvement (idéalement avec le nom de l'hématologue ayant demandé le prélèvement en copie médecin)

Concernant l'envoi en Anatomie pathologique :

- À frais sur compresse humide (pas noyé dans le sérum physiologique)
- Pot stérile
- Par **coursier** en Anapath

NB : SURTOUT PAS DE TÉLÉTUBE

 Service d'Anatomie Pathologique Tél. : 02/477 25 56 Fax : 02/477 21 64	PROCEDURE	
	Modalités de prélèvement ganglionnaire et d'envoi pour une technique lymphome	
Fichier : PO-HISTO-020		Version : 01
Date de mise en application : 22/08/2025		Page 3/3
Rédacteur : Dr. S. Lecomte	Vérificateur : A. Bouysantiman	Approbateur : Dr. V. Segers

4.3 Personnes de contact

Service anatomie pathologique du CHU-Brugmann - site Horta
Secrétariat : 02.477.25.56
Email : secretariat.anatomie.pathologique@chu-brugmann.be

4.4 Localisation du service d'anatomie pathologique

Le prélèvement doit être remis en main propre à un technologue de laboratoire du service Anatomie Pathologique, au local -1EJ21.

5. Informations complémentaires

Voir FL-HISTO-003 Flux – Technique lymphome

6. Annexes

Néant

7. Documents référents

FL-HISTO-003

8. Historique des modifications

Date	Version	Raisons des modifications	Réviseur